


# EQUIPOS MÉDICOS



**Medical  
Equipment**

**Quality Equipment for  
Quality Care**

**EQUIPOS  
MÉDICOS**

Empresa especializada en equipo médicos para cirugía y diagnóstico, manejamos las principales marcas como Storz, Olympus, Stryker, Ge, Samsung. Exportamos para toda Latinoamérica. Contamos con los mejores embarcadores para todo destino. todos los equipos vendidos cuentan con una garantía y soporte técnico. ubicados estratégicamente en Miami nos permite atender todas las demandas o requerimientos para cualquier punto de Latinoamérica.

[www.equposmedico.net](http://www.equposmedico.net)



# Deluxe Hydraulic Operating Table (SSI-600H)

## Características:-

- La mayor parte de la mesa está hecha de acero inoxidable 304 para evitar la oxidación.
- El tablero de acero inoxidable de cinco secciones está equipado con colchones antiestáticos extraíbles.
- Todas las posiciones son realizadas por un conductor mecánico.
- La mesa está equipada con una carcasa de acero inoxidable resistente y dura que brinda la sensación de estar libre de suciedad y desinfectada Operaciones
- Sistema hidráulico de precisión con un elevador hidráulico de acción de palanca única controlado por un panel de pie.
- Puente de riñón incorporado y perinea grande recortada para drenaje.
- La parte superior de acero inoxidable de cinco secciones proporciona una adaptación anatómica al cuerpo del paciente.
- Bloqueo de suelo manual.

## Datos técnicos:-

Dimensión superior: L 1980mm x W 530mm

Ajuste de altura: 762mm -1000 mm

Trendelenburg/Reversa: 30° / 25°

Inclinación Lateral: 20° / 20°

Elevador de riñón: 130mm

Respaldo (arriba / abajo): 80° / 25°

Reposapiernas (arriba/abajo): 10° / 90°

Reposacabezas (arriba / abajo): 45° / 90°

Capacidad de peso del paciente: 200 Kgs