


EQUIPOS MÉDICOS



**Medical
Equipment**

**Quality Equipment for
Quality Care**

**EQUIPOS
MÉDICOS**

Empresa especializada en equipo médicos para cirugía y diagnóstico, manejamos las principales marcas como Storz, Olympus, Stryker, Ge, Samsung. Exportamos para toda Latinoamérica. Contamos con los mejores embarcadores para todo destino. todos los equipos vendidos cuentan con una garantía y soporte técnico. ubicados estratégicamente en Miami nos permite atender todas las demandas o requerimientos para cualquier punto de Latinoamérica.

www.equposmedico.net



Fully Electric Operating Table R-Base (SSI-1000E)

Características:-

- Mesa de operación completamente eléctrica, cinco secciones, tablero radiotranslúcido con pilares excéntricos y base robusta.
- Secciones de cabeza y piernas intercambiables (manualmente).
- Todas las posiciones operadas a través de control remoto por cable.
- Puente de riñón incorporado
- Nivelación automática (función cero).
- Indicación de batería trasera proporcionada en el panel de control.
- La mayor parte de la mesa está hecha de acero inoxidable 304 de gran calidad.
- Ruedas giratorias de alta calidad.

Datos técnicos:-

Dimensión superior: L 1900mm x W 530mm

Ajuste de altura: 670mm - 970 mm

Trendelenburg/Reversa: 30° / 25°

Inclinación Lateral: 20° / 20°

Elevador de riñón: 130mm

Fuente de alimentación: 24V DC

Respaldo (arriba / abajo): 80° / 20°

Reposapiernas (arriba/abajo): 10° / 90°

Reposacabezas (arriba / abajo): 45° / 90°

Batería de reserva: 2-3 Hours (Opcional)

Capacidad de tensión de red: AC 220V±10%50Hz

Capacidad de peso del paciente: 200 Kgs