



EQUIPOS MÉDICOS



**Medical
Equipment**


**Quality Equipment for
Quality Care**

**EQUIPOS
MÉDICOS**

Empresa especializada en equipo médicos para cirugía y diagnóstico, manejamos las principales marcas como Storz, Olympus, Stryker, Ge, Samsung. Exportamos para toda Latinoamérica. Contamos con los mejores embarcadores para todo destino. todos los equipos vendidos cuentan con una garantía y soporte técnico. ubicados estratégicamente en Miami nos permite atender todas las demandas o requerimientos para cualquier punto de Latinoamérica.

www.equposmedico.net

**EQUIPOS
MÉDICOS**



Hydraulic Gynaecology Operating Table (SSI-700GH)

La mesa de operaciones hidráulica de ginecología está diseñada para proporcionar un posicionamiento preciso mientras se realiza la Cirugía Obstétrica. Estas mesas son ideales para su uso en todos los principales procesos quirúrgicos que requieren precisión. Ofrecemos mesa de operaciones de ginecología en diferentes modelos en base a los requerimientos de los clientes.

Características especiales:-

- Funcional, Versátil, Flexibilidad y Precisión.
- Diseño higiénico, fácil limpieza, fácil de usar.
- Base y cubierta hechas de atractivo acero inoxidable fácil de limpiar.
- Parte superior radiotranslúcida de cuatro secciones.

Datos técnicos:-

- Dimensión superior : L 1980mm x W 530mm
- Ajuste de altura : 610mm - 860mm
- Trendelenburg / Inversa : +30° / -20°
- Placa trasera (abajo/arriba) : -15° / +80°
- Capacidad de peso del paciente : 200 kgs

Accesorios estandar:-

- Soporte corporal-2 piezas, Reposamanos-2 piezas, Muletas de litotomía-2 piezas
Asa de parto: 2 piezas, soporte para el hombro: 1 pieza, lavabo Gynae: 1 pieza

Opciones de color:-



Cuenca Gynae



Mango de parto