


EQUIPOS MÉDICOS



**Medical
Equipment**

**Quality Equipment for
Quality Care**

**EQUIPOS
MÉDICOS**

Empresa especializada en equipo médicos para cirugía y diagnóstico, manejamos las principales marcas como Storz, Olympus, Stryker, Ge, Samsung. Exportamos para toda Latinoamérica. Contamos con los mejores embarcadores para todo destino. todos los equipos vendidos cuentan con una garantía y soporte técnico. ubicados estratégicamente en Miami nos permite atender todas las demandas o requerimientos para cualquier punto de Latinoamérica.

www.equposmedico.net

EQUIPOS MÉDICOS



Operating Table (SSI-1800E)

Sumit Surgical presenta la Mesa Oftálmica OT especialmente diseñada para cirugías oftálmicas menores y mayores.

Características:-

- La Mesa Oftálmica OT tiene una altura máxima de 1000 mm y una altura mínima de 760 mm.
- Ideal para mesa de pie o posición de trabajo sentado.
- Es una mesa de operaciones ideal con las ventajas de una fuerte aplicabilidad, fácil de operar.
- Se ajusta convenientemente y un rendimiento constante.
- Su diseño ergonómico garantiza la comodidad tanto del cirujano como del paciente.
- La comodidad del paciente está asegurada con profundos cojines antiestáticos que son fáciles de limpiar.
- El reposacabezas acolchado ajustable garantiza la comodidad del médico y la resistencia durante las operaciones.

Datos técnicos:-

Dimensión superior: L 1900mm x W 530mm
Peso neto: 120 kgs
Altura mínima: 760mm
Altura máxima: 1000 mm

Longitud de la carrera: 250mm
Trendelemburg/Reversa: 25° / 25°
Sección de pierna: 10° / 90°
Capacidad de peso del paciente: 150 Kgs