


EQUIPOS MÉDICOS



**Medical
Equipment**

**Quality Equipment for
Quality Care**

**EQUIPOS
MÉDICOS**

Empresa especializada en equipo médicos para cirugía y diagnóstico, manejamos las principales marcas como Storz, Olympus, Stryker, Ge, Samsung. Exportamos para toda Latinoamérica. Contamos con los mejores embarcadores para todo destino. todos los equipos vendidos cuentan con una garantía y soporte técnico. ubicados estratégicamente en Miami nos permite atender todas las demandas o requerimientos para cualquier punto de Latinoamérica.

www.equposmedico.net



Operating Table (SSI-500H)

Características:-

- Accionamiento Hidráulico y Mecánico.
- Mecanismo manual de funcionamiento y control de la mesa.
- Base céntrica fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- LA SECCIÓN DE LA PATA Y LA CABEZA son desmontables e intercambiables.
- Puente de riñón incorporado.
- Base y cubierta de acero inoxidable atractivo y fácil de limpiar.
- El mecanismo sofisticado proporciona una articulación suave y continua del tablero de la mesa para un posicionamiento preciso del paciente.

Datos técnicos:-

Dimensión superior:	L 1900mm x W 520mm	Respaldo (arriba / abajo):	+80° / -20°
Ajuste de altura:	762mm -1000 mm	Reposapiernas (arriba/abajo):	+15° / -90°
Trendelenburg/Reversa:	+30° / -25°	Reposacabezas (arriba / abajo):	+20° / -60°
Inclinación Lateral:	+20° / -20°	Batería de reserva:	2-3 Hours (Opcional)
Elevador de riñón:	150mm	Capacidad de tensión de red:	AC 220V±10%50Hz
Fuente de alimentación:	24V DC	Capacidad de peso del paciente:	150 Kgs