

# EQUIPOS MÉDICOS



## SSI-5P Operating Light Series

# EQUIPOS MÉDICOS

Serie SSI 5P: la potente tecnología LED ayuda a mantener la cabeza fría en un entorno casi inexistente. desarrollo de calor en el área de la cabeza del cirujano y el campo de la herida. diseñamos compactos, efectivos y Versátil Serie SSI 5P. La forma de la lámpara asegura el confort visual y un adecuado flujo laminar.

# EQUIPOS MÉDICOS



## SSI - 404P Series

SSI-404P Serie: La potente tecnología LED ayuda a mantener la cabeza fría en un entorno casi inexistente. desarrollo de calor en el área de la cabeza del cirujano y el campo de la herida. diseñamos compactos, efectivos y Versátil serie SSI-404P. La forma de la lámpara asegura el confort visual y un adecuado flujo laminar.

### Datos técnicos:-

Intensidad:	1,35,000 x 2 Lux	Número de LED:	44x2
Diámetro del punto:	100-150 mm	Diámetro de la luz:	690 mm
Diámetro de profundidad:	10-25 cm	Control de intensidad:	10~100 digitales
Temperatura de color:	3800 - 4800k	Fuente de alimentación:	220 V/50 Hz CA
Índice de reproducción cromática:	93 Ra	El consumo de energía:	35.2 + 35.2 vatios
Enfoque:	Manual	Funcion especial:	Función de memoria dual
Vida media del LED:	>50000 Horas.		