

**EQUIPOS**  
**MÉDICOS**

# SSI-4H Operating Light



## SUMIT SURGICAL

es uno de los fabricantes especializados y exportador de luces quirúrgicas LED y Mesas de operaciones. Nuestros productos han adquirido la mayor parte en el mercado indio. Somos los líderes proveedores de muchas instituciones médicas, Gobierno Sectores, residencias de ancianos hospitalarias, comerciantes en India. y otros países también.



## SSI-4H (M) (Floor Model)

SSI-4H (M) - Ultra delgado, forma única y peso ligero El cabezal ligero ayuda a suavizar y posiciones precisas durante la cirugía En comparación con otras luces. Estas poderosas luces Proporciona una intensidad impresionante de hasta 150000 lux. Las luces Aster son compatibles con laminar Sistema de flujo.

### Datos técnicos:-

Intensidad:	1,50,000 Lux	Número de LED:	52
Diámetro del punto:	100-150 mm	Diámetro de la luz:	690 mm
Diámetro de profundidad:	10-25 cm	Control de intensidad:	10~100 digitales
Temperatura de color:	3800 - 4800k	Fuente de alimentación:	220 V/50 Hz CA
Índice de reproducción cromática:	93 Ra	El consumo de energía:	41.6 vatios
Enfoque:	Manual	Funcion especial:	Función de memoria dual
Vida media del LED:	>50000 Horas.		