

# EQUIPOS MÉDICOS



## SSI-5P Operating Light Series

# EQUIPOS MÉDICOS

Serie SSI 5P: la potente tecnología LED ayuda a mantener la cabeza fría en un entorno casi inexistente. desarrollo de calor en el área de la cabeza del cirujano y el campo de la herida. diseñamos compactos, efectivos y Versátil Serie SSI 5P. La forma de la lámpara asegura el confort visual y un adecuado flujo laminar.

# EQUIPOS MÉDICOS



## SSI - 503P Series

SSI-503P Serie: La potente tecnología LED ayuda a mantener la cabeza fría en un entorno casi inexistente. desarrollo de calor en el área de la cabeza del cirujano y el campo de la herida. diseñamos compactos, efectivos y Versátil serie SSI-503P. La forma de la lámpara asegura el confort visual y un adecuado flujo laminar.

### Datos técnicos:-

|                                   |              |                         |                         |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Intensidad:                       | 1,55,000 Lux | Vida media del LED:     | >50000 horas.           |
| Intensidad del satélite:          | 1,00,000 Lux | Número de LED:          | 55 + 33                 |
| Diámetro del punto:               | 100-150 mm   | Diámetro de la luz:     | 690 mm                  |
| Diámetro de profundidad:          | 10-25 cm     | Control de intensidad:  | 10-100 digitales        |
| Temperatura de color:             | 3800 - 4800k | Fuente de alimentación: | 220 V/50 Hz CA          |
| Índice de reproducción cromática: | 93 Ra        | El consumo de energía:  | 44 + 26.4 vatios        |
| Enfoque:                          | Manual       | Funcion especial:       | Función de memoria dual |