

EQUIPOS MÉDICOS



SSI-5P Operating Light Series

EQUIPOS MÉDICOS

Serie SSI 5P: la potente tecnología LED ayuda a mantener la cabeza fría en un entorno casi inexistente. desarrollo de calor en el área de la cabeza del cirujano y el campo de la herida. diseñamos compactos, efectivos y Versátil Serie SSI 5P. La forma de la lámpara asegura el confort visual y un adecuado flujo laminar.

EQUIPOS MÉDICOS



SSI - 504P Series

SSI-504P Serie: La potente tecnología LED ayuda a mantener la cabeza fría en un entorno casi inexistente. desarrollo de calor en el área de la cabeza del cirujano y el campo de la herida. diseñamos compactos, efectivos y Versátil serie SSI-504P. La forma de la lámpara asegura el confort visual y un adecuado flujo laminar.

Datos técnicos:-

Intensidad:	1,55,000 Lux	Vida media del LED:	>50000 horas.
Intensidad del satélite:	1,35,000 Lux	Número de LED:	55 + 44
Diámetro del punto:	100-150 mm	Diámetro de la luz:	690 mm
Diámetro de profundidad:	10-25 cm	Control de intensidad:	10~100 digitales
Temperatura de color:	3800 - 4800k	Fuente de alimentación:	220 V/50 Hz CA
Índice de reproducción cromática:	93 Ra	El consumo de energía:	44 + 35,2 vatios
Enfoque:	Manual	Funcion especial:	Función de memoria dual