


# Operating Light SSI-701

**EQUIPOS  
MÉDICOS**



## **Equipos medicos**

es uno de los fabricantes especializados y exportador de luces quirúrgicas LED y Mesas de operaciones. Somos los líderes proveedores de muchas instituciones médicas, Gobierno Sectores, residencias de ancianos hospitalarias, comerciantes en India. y otros países también.



## SSI - 601 Series:-

SSI-601 - Estamos utilizando nuestra tecnología más avanzada en SSI-601, es decir, la intensidad más alta, Panel táctil digital de respuesta rápida integrado con sistema óptico de alta definición. SSI-601 es un producto revolucionario en la división de iluminación quirúrgica. La forma aerodinámica minimizar interrupción del flujo de aire laminar en el quirófano y el peso ligero de la lámpara permite un fácil ajuste de la lámpara y su posicionamiento estable.

### Datos técnicos:-

Intensidad: 1,75,000 Lux

Número de LED: 65

Control de intensidad: 10~100 Digital Touch

Profundidad Diámetro: 10-25 cm

Diámetro del punto: 100-150 mm

Fuente de alimentación: 220 V/50 Hz CA

Consumo de energía: 52 vatios

Función especial: función de memoria dual

Temperatura de color: 3800 - 4800k

LED Vida media: >50000 Hrs.

Enfoque: Manual

Índice de reproducción cromática: 93 Ra