

EQUIPOS MÉDICOS



SSI-621 Operating Light

EQUIPOS MÉDICOS

SSI-621 Series - Para atender las necesidades que plantea la cirugía moderna y cada una de sus disciplinas, contamos con solución innovadora desarrollada Serie "SSI-621". La naturaleza homogénea de Vega aumento de luz cirujano comodidad en cada lugar, amplio el campo operatorio.



SSI 621 + 321 serie (Double Dome)

Para atender las necesidades que plantea la cirugía moderna y cada una de sus disciplinas, hemos desarrollado soluciones innovadoras. La naturaleza homogénea de la serie ssi-621 + 321 aumenta la comodidad del cirujano en cada lugar, grande el campo operativo.

Datos técnicos:-

Intensidad:	1,70,000 Lux	Vida media del LED:	>50000 Horas.
Intensidad del satélite:	1,25,000 Lux	Número de LED:	82 + 57
Diámetro del punto:	100-150 mm	Diámetro de la luz:	555 mm (cada uno)
Diámetro de profundidad:	10-25 cm	Control de intensidad:	10~100 digitales
Temperatura de color:	3800 - 4800k	Fuente de alimentación:	220 V/50 Hz CA
Índice de reproducción cromática:	93 Ra	El consumo de energía:	70.4 + 45.6 vatios
Enfoque:	Manual	Funcion especial:	Función de memoria dual