


Operating Light SSI-701

**EQUIPOS
MÉDICOS**



Equipos medicos

es uno de los fabricantes especializados y exportador de luces quirúrgicas LED y Mesas de operaciones. Somos los líderes proveedores de muchas instituciones médicas, Gobierno Sectores, residencias de ancianos hospitalarias, comerciantes en India. y otros países también.



SSI-701 Series:-

SSI-701 - Estamos utilizando nuestra tecnología más avanzada en SSI-701, es decir, la intensidad más alta, Panel táctil digital de respuesta rápida integrado con sistema óptico de alta definición. SSI-701 es un producto revolucionario en la división de iluminación quirúrgica. La

ligereza de la lámpara permite un fácil ajuste de la lámpara y su posicionamiento estable.

Datos técnicos:-

Intensidad: 2,00,000 Lux

Número de LED: 84

Control de intensidad: 10~100 Digital Touch

Profundidad Diámetro: 10-25 cm

Diámetro del punto: 100-150 mm

Fuente de alimentación: 220 V/50 Hz CA

Consumo de energía: 67.2 vatios

Función especial: función de memoria dual

Temperatura de color: 3800 - 4800k

LED Vida media: >50000 Hrs.

Enfoque: Manual

Índice de reproducción cromática: 93 Ra