



EQUIPOS MÉDICOS



**Medical
Equipment**

**Quality Equipment for
Quality Care**

**EQUIPOS
MÉDICOS**

Empresa especializada en equipo médicos para cirugía y diagnóstico, manejamos las principales marcas como Storz, Olympus, Stryker, Ge, Samsung. Exportamos para toda Latinoamérica. Contamos con los mejores embarcadores para todo destino. todos los equipos vendidos cuentan con una garantía y soporte técnico. ubicados estratégicamente en Miami nos permite atender todas las demandas o requerimientos para cualquier punto de Latinoamérica.

www.equposmedico.net



Semi-Electric Operating Table R-base (SSI-800E)

Características:-

- La base es excéntrica para movimientos del brazo en C sin problemas.
- Pilares excéntricos, Herrajes inoxidables.
- LA SECCIÓN DE LA PATA Y LA CABEZA son intercambiables.
- Puente de riñón incorporado.
- Cabeza, piernas y sección pélvica desmontables.
- Base y cubierta de acero inoxidable atractivo y fácil de limpiar.
- Cinco seccionales radiotranslúcidas.
- El movimiento hacia arriba y hacia abajo se puede controlar a través del sistema remoto.
- El mecanismo sofisticado proporciona una articulación suave y continua del tablero de la mesa para un posicionamiento preciso del paciente.

Datos técnicos:-

Dimensión superior: L 1980mm x W 530mm

Ajuste de altura: 740mm -1025 mm

Trendelenburg/Reversa: 30° / 25°

Inclinación Lateral: 20° / 20°

Elevador de riñón: 130mm

Fuente de alimentación: 24V DC

Respaldo (arriba / abajo): 80° / 25°

Reposapiernas (arriba/abajo): 10° / 90°

Reposacabezas (arriba / abajo): 45° / 90°

Batería de reserva: 2-3 Hours (Opcional)

Capacidad de tensión de red: AC 220V±10%50Hz

Capacidad de peso del paciente: 200 Kgs